

澄清剂

# 矫香剂

用于预防和治疗还原味的澄清助剂

	<p><b>成分</b> 位于蛋白质和矿物质基质中的有机铜盐。铜离子含量约为：0.7%。</p>
	<p><b>特性</b> 矫香剂 (REVELAROM) 是一种复杂的澄清助剂，它能高效的去除由硫化物引发的各种气味特征。它通常是在装瓶前使用，以防止瓶储时产生还原味和所谓的“光反应味道”。 在那些香气已经变得封闭和还原的葡萄酒中，矫香剂能够除掉由硫化氢及其衍生物引起的不良气味，从而提升葡萄酒的果香。 考虑到产品特殊的配方，它不仅对预防和治疗还原味均有效果，而且不会引发与使用硫酸铜或者柠檬酸铜有关的副作用。实际上，它不但能够提升香气，对葡萄酒的口感也有作用。原因如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 消除了与铜处理有关的金属味；</li> <li>• 降低了葡萄酒中由于多酚和硫的还原反应而造成的苦味；</li> <li>• 预防葡萄酒的“铜破败”。</li> </ul>
	<p><b>应用</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 预防装瓶后的还原反应；</li> <li>• 预防“光反应味道”的产生；</li> <li>• 对还原味明显的葡萄酒进行香气净化；</li> <li>• 帮助那些由于硫化物的存在而香气封闭的葡萄酒打开香气。</li> </ul>
	<p><b>用量</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 装瓶前的预防处理：5 - 10 g/hL</li> <li>• 葡萄酒的香气治疗：5 - 20 g/hL</li> </ul> <p>100mg 产品含有大约 0.7mg 铜。</p> <p>使用前建议在实验室进行预实验以确定最佳用量（根据 GB15037/2006 相关规定，葡萄酒最终的铜含量不得超过 1mg/L）。</p>
	<p><b>使用说明</b> 按照 1:10 的比例将产品分散于冷水（10 - 15°C）中，充分混合以获得良好的溶解度。静置 1 小时后通过打循环加入到酒液中，优选计量泵或文丘里管。等待 1 - 2 天的时间，让产品沉降下来然后进行过滤。 如果将本产品与其他澄清剂混合使用，建议先添加本产品，然后再加入其他澄清剂。</p>
	<p><b>包装和储藏</b> 1 kg/袋</p> <p>密封包装：将产品存放于清新、干燥、通风处； 已开启包装：仔细再密封然后如上保存。</p>
	<p><b>合规信息</b> 该产品符合以下规定： 国际酿酒法典</p> <p>本品符合 GB2760-2014 的规定，被批准用于酿酒。 法定限制：不详</p>

本文所给出的信息是基于我们当前的知识和经验，但是并不能让我们的用户免于遵守安全和保护法规或不正确地使用本产品。